

浄水カートリッジ・フィルター



- ✓ 病原菌や不純物などを吸着
電気吸着体
- ✓ 化学物質、重金属、農薬などを軽減
超粉末状活性炭
- ✓ 菌の増殖を抑える
銀処理済ゼオライト

▶ 有害物質除去率

- ◎ **ウイルス除去率**—— **99.99%以上**
(ロタウイルス、ノロウイルス、A型肝炎ウイルスなど)
- ◎ **バクテリア除去率**—— **99.9999%**
(大腸菌、サルモネラ菌、コレラ菌、赤痢菌など)
- ◎ **原虫除去率**—— **99.9%以上**
(エキノコックス、ジアルジア、クリプトスポリジウムなど)

※化学物質・重金属・農薬なども軽減可能です。 ※除去率はグレイル社提供データに基づいています。

病原菌の大きさイメージ



使用手順

① 水を入れる

アウターボトルに
原水を入れる。



② 押す

インナープレスの
キャップを閉め、
ゆっくりと押す。



③ 浄水完了!

安全な飲料水
として
携帯・飲む。



※除去率や除去の表現は、国際的な水質試験機関であるNSF(National Sanitation Foundation)による、味・におい・塩素・濁り・有害物質などの除去に関するNSF規格No.42、No.53に準拠したテストデータをもとに、グレイル社が理論的に適用可能な病原体や物質を推定したものです。すべての個別の病原体や物質に対して試験を行った結果に基づくものではなく、いかなる健康上の安全を保証するものではありません。

商品ラインアップ




473mL
15秒

ULコンパクト
ピュリファイヤー

携帯性に優れる、軽量・コンパクト
モデル。浄水カートリッジ付属。

【#1899155】 税抜き価格 ¥7,980 (+税)
【重 量】309g 【内容量】473mL
【サイズ】直径7.3×高24.5cm
【カラー】コヨーテアンバー (CYTAB)
アルパインホワイト (ALPWT)
【ろ過流量】473mL/15秒 (2L/分)
【カートリッジ交換目安】300回 (150L)



710mL
8秒

ジオプレス
ピュリファイヤー

小さな飲み口付きの、大容量・大流
量モデル。浄水カートリッジ付属。

【#1899153】 税抜き価格 ¥9,980 (+税)
【重 量】450g 【内容量】710mL
【サイズ】直径8.6×高26.5cm
【カラー】カモブラック (CAMBK)
ビジプリティオオレンジ (VISOG)
【ろ過流量】710mL/8秒 (5L/分)
【カートリッジ交換目安】350回 (250L)



スペアカートリッジ

■ ピュリファイヤー カートリッジ

ULコンパクト ピュリファイヤー専用浄水カートリッジ

【#1899152】 税抜き価格 ¥3,200 (+税)
【重 量】80g 【サイズ】直径6.7×高7.3cm
【ろ過流量】473mL/15秒 (2L/分) 【交換目安】300回 (150L)
※UL ウォーター ピュリファイヤーボトルにも対応します。



■ ジオプレス カートリッジ


ジオプレス ピュリファイヤー専用浄水カートリッジ

【#1899154】 税抜き価格 ¥3,200 (+税)
【重 量】101g 【サイズ】直径7.3×高7.0cm
【ろ過流量】710mL/8秒 (5L/分) 【交換目安】350回 (250L)



メンテナンス方法

洗 浄




- 浄水カートリッジ: 水洗い
- その他: ぬるま湯と洗剤で手洗い

乾 燥



- 各パーツを完全に乾燥させる。浄水カートリッジは、最低48時間の乾燥が必要。

保 管



- すべてのパーツを組み合わせて隙間がないように閉め、涼しい乾燥した場所に保管。

【素材】アウターボトル・インナープレス・キャップ(ジオプレス ピュリファイヤー): ポリプロピレン/ループキャップ(ULコンパクト ピュリファイヤー): カートリッジ: ABS樹脂/バックシン: シリコンゴム/インナープレス外側ゴム: 熱可塑性エラストマー
※ろ過時間が25秒以上になったらカートリッジの交換時期です。/耐用年数は、未開封状態で約10年間、初回使用時から3年間/水質によってカートリッジの寿命は大きく左右されます。堆積物が多い場合は布などで濾してからご使用ください。

注意事項

- 本製品は公衆衛生安全の分野で国際的に認められたNSFによる味、におい、塩素、濁り、有害物質などの除去に関するNSF規格No.42、No.53に準じた試験を行っています。
- 本製品はいかなる水も処理できる完全な浄水機能を持つものではありません。
- 海水や油または油を含んだ水は使用しないでください。本製品は淡水にのみ対応します。
- 浄水後の水は長期保存せずにできるだけ早く使用してください。
- 本製品を凍らせないでください。浄水カートリッジは最大2回の冷凍と解凍には耐えることができますが、それを超えると浄水能力が弱まります。
- 50℃以上の水は使用しないでください。本来の能力が発揮できない恐れがあります。
- 使用前に毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。

モンベル・ウェブサイト <https://www.montbell.jp/>

商品に関するお問い合わせはモンベル・カスタマー・サービスまで

☎ 0088-22-0031 または 06-6536-5740

※フリーコールは携帯電話・IP電話からはご利用できません。お客様の電話契約状況によりご利用できない場合があります。

受付時間 平日/10:00~17:30 土曜/10:00~15:00 (日祝/休業)

- 商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
- 商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
- 重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。

輸入販売元 **株式会社 モンベル**

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969

東京営業所 〒108-0074 東京都港区高輪4-8-4
TEL.03-3445-5401 FAX.03-3445-5415



1 000004 257638

2020

GRAYL®

グレイル
浄水ボトル



》》 簡単・スピーディ・高除去 《《

浄水ボトル



山や沢の水



避難所等での生活用水



海外での生水

押すだけ
8秒

ジオプレス使用時
710mL・淡水

ウイルスや
バクテリアなど

99.9%
以上

除去※1

※1:グレイル社提供データに基づく除去率



浄水後、そのまま飲める！

浄水カートリッジとボトルが一体型なので、
原水を浄水後、新たなボトルに移し替える
必要がありません。そのまま持ち運び、必要な
タイミングで水分補給できます。



⚠ 本製品はいかなる水も処理できる完全な浄水機能を持つものではありません。可能な限り、きれいで安全と考えられる水源の水をご利用ください。

mont-bell